CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE MICROFLUÍDICA I

Gastón Mazzei

Laboratorio 6 - Laboratorio de Electrónica Cuántica (UBA), Laboratorio de Micro y Nano-Fabricación (Tandar-CNEA)

CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

- Estudiar células a lo largo de todo su ciclo vital (aproximadamente 50 horas).
- Selección, individualización y registro de una única célula.
- Mecanismo de separación de células "hijas" (en 50 horas se puede generar un conglomerado de 10º células).

CELDAS MICROFLUÍDICAS

- Permite atrapar mecánicamente las células.
- Permite regular el flujo de líquido para separar las células "hijas" de la "madre".
- Se pueden utilizar materiales compatibles con microscopios ópticos para realizar mediciones.

DIFICULTADES:

- Detalles de la celda deben tener resolución micrométrica. (~ 1 μm)
- Completamente sellada para evitar pérdidas de fluido.
- Generación de un flujo uniforme (controlable) dentro de la celda.

PROCESO DE FOTOLITOGRAFÍA 1



Base de silicio recubierta con fotoresina SU-8 de altura determinada mediante rotación.



Máscara con diseño de la celda. Fabricada con masterizador láser, resolución aproximada (30.000 dpi).





Exposición a luz UV para endurecer fotoresina según el patrón de la máscara.

PROCESO DE FOTOLITOGRAFÍA 2



PROCESO DE FOTOLITOGRAFÍA 3





Recorte de PDMS, con el diseño para una celda microfluídica.



Vidrio o
policarbonato con
agujeros para
acceso de
mangueras para
fluido.





Exposición a plasma de oxígeno para formar unión covalente entre vidrio y PDMS




Conexión de mangueras. Celda microfluídica terminada.

DISEÑO DE LA CELDA - TRABAJOS PREVIOS









Y. Chan Jo, Wei Liu, Liang Gu, Weiwei Dang, and Lidong Qin, High-throughput analysis of yeast replicative aging using a microfluidic system, 9364–9369 PNAS, July 28, 2015, vol. 112 (30).


AVANCES SOBRE DISEÑO DE MÁSCARA



AVANCES SOBRE DISEÑO DE MÁSCARA



Tipo 1 de celda, espaciados varios



Tipo 2 de celda, espaciados varios

MUCHAS GRACIAS!